

# 単項目水質計 デジタルパックテスト®

Digital Water Analyzer (Single Parameter)  
— DIGITALPACKTEST —

型式：DPM-

全40機種

ハンディタイプの単項目水質計です。  
パックテスト等で発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、  
測定結果は濃度(mg/L)値として表示します。

包装外形 約165L×110W×65H mm 梱包重量 約330g

測定には別売の  
パックテスト®等が必要です。



## 手のひらサイズ

小型・軽量で現場測定向き

## 検水 1.5mL

一部の項目では検水量が異なります

## 簡単操作

検量線入力済

\*パックテストとは測定範囲、反応時間、共存物質の影響が異なります。

\*検水の着色や濁り等が、測定値に影響する場合があります。

\*この方法は簡易法であり、得られた数値は概略値です。

貸出機あります。  
※ご相談ください。




### 主な仕様

測定方法(光源)	吸光光度法(単色LED)
セル	専用カップ(1.5mL)ポリスチレン製
セル寸法	13L×23W×25H mm
測定水温条件	原則として20℃～25℃ (結露状態を除く)
オートパワーOFF	キー操作終了及び測定終了から10分後
保護構造	IP65(防噴流型)
電源	単4アルカリ乾電池 3本
電池寿命	約2,500回測定可能
本体寸法・重量	145L×68W×48H mm 約200g(乾電池含む)
付属品	専用カップ 5個、単4アルカリ乾電池 3本、 本体取扱説明書 1部、使用法 1部

※専用カップは単品でも販売しています。(p.4)

### 測り方



# デジタルパックテスト 測定項目・試薬一覧

デジタルパックテストは単項目の水質計です。  
ご購入の際は測定項目をご指定ください。

型式	測定項目	測定原理(吸光光度法による)	測定範囲(mg/L)	試薬
DPM-As ◆△	ひ素	モリブデン青法	0.2 ~ 3	DPR試薬 ひ素(下欄)
-B(C)	ほう素(高濃度)	アゾメチンH法	5 ~ 40	パックテストほう素(高濃度)
-B	ほう素	アゾメチンH法	0.5 ~ 4	パックテストほう素
-ClO320	残留塩素・高320	よう化カリウム法	10 ~ 320	パックテスト残留塩素(高濃度)
-ClO50	残留塩素・高50	よう化カリウム法	2 ~ 50	パックテスト残留塩素(高濃度)
-ClO・DP	残留塩素(遊離)	DPD法	0.1 ~ 2	パックテスト残留塩素(遊離)
-T・ClO	総残留塩素	DPD法	0.1 ~ 2	パックテスト総残留塩素
-ClO <sub>2</sub>	二酸化塩素	グリシンとDPD法	0.2 ~ 5	パックテスト二酸化塩素
-Cr <sup>6+</sup>	6価クロム	ジフェニルカルバジド法	0.05 ~ 1	パックテスト6価クロム
-Cr <sup>6+</sup> D ◆	6価クロム・低濃度	※別途器具が必要です。詳細はお問い合わせください。	0.005 ~ 0.1	水質測定用試薬セット6価クロム(下欄・p.39)
-Cu	銅	バソクプロイン法	0.1 ~ 4	パックテスト銅
-DET ◆	陰イオン界面活性剤	メチレンブルー壁面附着法	0.05 ~ 1.2	陰イオン界面活性剤測定セット(下欄・p.28)
-DO ※◆	溶存酸素	酸性インジゴカルミン法	1 ~ 11	溶存酸素(DO)計(下欄・p.23-24)
-Fe(D)	鉄・低濃度	還元とバソフェナントロリン法	0.05 ~ 1.5	パックテスト鉄(低濃度)
-H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> C	過酸化水素・高濃度	よう化カリウム法	3 ~ 130	パックテスト過酸化水素(高濃度)
-H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	過酸化水素	酵素を用いた4-アミノアンチピリン法	0.1 ~ 2	パックテスト過酸化水素
-Mn	マンガン	過よう素酸カリウム法	0.6 ~ 20	パックテストマンガン
-NH <sub>4</sub>	アンモニウム	インドフェノール青法	0.2 ~ 3	パックテストアンモニウム
-NH <sub>4</sub> -N	アンモニウム態窒素	インドフェノール青法	0.2 ~ 3	パックテストアンモニウム
-NiD	ニッケル(DPM)	ニオキシム法	0.3 ~ 5	パックテストニッケル(DPM)
-NO <sub>2</sub>	亜硝酸	ナフチルエチレンジアミン法	0.02 ~ 0.8	パックテスト亜硝酸
-NO <sub>2</sub> -N	亜硝酸態窒素	ナフチルエチレンジアミン法	0.01 ~ 0.25	パックテスト亜硝酸
-NO <sub>3</sub>	硝酸	還元とナフチルエチレンジアミン法	1 ~ 25	パックテスト硝酸
-NO <sub>3</sub> -N	硝酸態窒素	還元とナフチルエチレンジアミン法	0.2 ~ 5.8	パックテスト硝酸
-O <sub>3</sub>	オゾン	酵素を用いた4-アミノアンチピリン法	0.25 ~ 5	パックテストオゾン
-Pb	鉛	MetaSEP AnaLig®とPAR法	0.03 ~ 0.5	パックテスト鉛セット(p.8)
-PNL	フェノール	酵素を用いた4-アミノアンチピリン法	0.2 ~ 5	パックテストフェノール
-PO <sub>4</sub> C	りん酸・高濃度	モリブデン青法	1 ~ 25	パックテストりん酸(高濃度)
-PO <sub>4</sub> -PC	りん酸態りん・高濃度	モリブデン青法	0.3 ~ 8	パックテストりん酸(高濃度)
-PO <sub>4</sub>	りん酸	モリブデン青法	0.1 ~ 3.2	パックテストりん酸
-PO <sub>4</sub> -P	りん酸態りん	モリブデン青法	0.03 ~ 1	パックテストりん酸
-PO <sub>4</sub> D	りん酸・低濃度	酵素を用いた4-アミノアンチピリン法	0.1 ~ 3	パックテストりん酸(低濃度)
-PO <sub>4</sub> -PD	りん酸態りん・低濃度	酵素を用いた4-アミノアンチピリン法	0.03 ~ 1	パックテストりん酸(低濃度)
-SiO <sub>2</sub>	シリカ	モリブデン青法	3 ~ 50	パックテストシリカ
-SiO <sub>2</sub> D	シリカ・低濃度	モリブデン青法	0.3 ~ 5	パックテストシリカ(低濃度)
-SO <sub>4</sub> ◆	硫酸	塩化バリウム比濁法	5 ~ 100	DPR試薬 硫酸(下欄)
-TH	全硬度	フタレインコンプレクソン法	20 ~ 100	パックテスト全硬度
-TN ★◆	全窒素	アルカリ性ペルオキシ二硫酸カリウム分解+還元+エチレンジアミン法	0.5 ~ 7	前処理セット、DPR試薬 全窒素(p.18)
-TP ★◆	全りん	酸性ペルオキシ二硫酸カリウム分解+モリブデン青法	0.1 ~ 2	前処理セット、DPR試薬 全りん(p.18)
-ZnD	亜鉛・低濃度	5-Br-PAPS法	0.03 ~ 0.4	パックテスト亜鉛(低濃度)

※…価格が異なります。◆…試薬がパックテストではありません。★…有機物分解装置Lとセットでの測定です。△…りん酸イオンが1mg/L以上ある場合は測定不可

## 測定に必要な試薬(パックテスト以外)

パックテストは、p.3~10をご参照ください。

型式	製品名	測定回数	備考
DPR-As	水質計用 DPR試薬 ひ素	20回	測定にはデジタルパックテストが必要です。
LR-Cr <sup>6+</sup>	水質測定用試薬セット 6価クロム	50回	低濃度の測定には別途器具が必要です。詳細はお問い合わせください。
WA-DET	陰イオン界面活性剤測定セット	50回	p.28参照
AZ-DO-	溶存酸素(DO)キット等	10回・30回	p.23-24参照
DPR-SO <sub>4</sub>	水質計用 DPR試薬 硫酸	100回	測定にはデジタルパックテストが必要です。
DPR-TN	水質計用 DPR試薬 全窒素	50回	測定には有機物分解装置Lとデジタルパックテスト等が必要です。p.17-18参照
DPR-TP	水質計用 DPR試薬 全りん	40回	測定には有機物分解装置Lとデジタルパックテスト等が必要です。p.17-18参照