

JINRON 兢仁

传承·创新·突破

# 超声药物透入治疗仪

UITRASONIC DRUG PENETRATION  
THERAPEUTIC APPARATUS



## 产品功能

- ☆ 超声药物透入治疗
- ☆ 中医超声药物电疗
- ☆ 中医补泻快捷治疗
- ☆ 超声波与脉冲电可联合治疗
- ☆ 超声波与脉冲电可单独治疗

CT2型

河南兢仁医疗生物科技有限公司


Henan jingren Medical biotechnology co., LTD

## 产品简介

超声药物透入治疗仪是目前国内外先进的影响透皮给药物理方法和化学方法（超声波、低频脉冲电、电致孔、和化学促渗等复合技术）可极大缩短药物经皮给药的迟滞时间，透药深度可达深层组织，使皮肤和组织表皮层对药物的通透性大大增加，依据中医内病外治理论和药物归经理论采用特定穴位给药，在靶组织内形成药物的高浓度浸润区，直接发挥药物的治疗作用，达到靶向精准治疗的目的。20余年来，我们的产品经过数千家医院临床使用验证，临床疗效、产品质量和售后服务都深受医生及经销商的一致好评。

## 工作原理

超声药物透入主要是利用超声波对媒质的弥散作用和改变细胞膜的通透性，将药物通过完整的皮肤、粘膜或经络穴位定向透入到人体病变组织和器官，使药物在一定范围内形成局部浓集和浸润，并促使药物自细胞外向细胞内转移，直接发挥药物的靶向治疗作用。



## 产品特点

- ☆ 4路输出通道，可同时满足8个不同的穴位同时治疗
- ☆ 同时具有中医分证型治疗、脉冲电治疗、超声波治疗功能
- ☆ 高效快捷，直达组织，使用方便，无创、无痛苦
- ☆ 提高局部药物浓度、安全减少副作用

- ☆ 推车式设计，10寸LCD触摸屏操作
- ☆ 治疗头变频控温技术，安全可靠
- ☆ 治疗深度，时间可根据病情调节

# 治疗优势:精、准、快

## TREATMENT ADVANTAGE

**快速:**给药速度快,起效快、作用直接,比自然渗透快5-100倍;

**深度:**对药物产生定向的推动力、引导力、使药物中的有效成分更深入、更有效地透过皮肤快速进入人体,可深达皮下;

**浓度:**药物浓集于靶区,对病灶实施精确治疗;可有效避免药物血药浓度峰谷现象,降低了毒副作用;

**药效:**药效稳定持久,持续时间是口服给药的4倍;无创、便捷、无交叉感染,使用方便;避免肝脏的首过效应和药物在胃肠道的降解。

## 仪器配件

ACCESSORY FOR INSTRUMENT



超声导入电极线



超声治疗固定贴



医用绑带

## 疗法对比

疗法	缺点	优点
超声药物透入(超声波治疗)	需要一定的治疗周期	无创伤,无痛苦,复发率低,近期和远期疗效较好的一项创新疗法
口服药	影响胃肠道对肝肾毒副作用大	使用方便
注射药	会疼、有创伤安全性及机体适应性差	短期效果明显

## 适用科室

**消化内科:**消化不良、急慢性胃炎、结肠炎、肠粘连、阑尾炎、直肠炎、腹泻腹胀、便秘

**儿科:**小儿腹泻、小儿肺炎、肺炎引起的咳嗽、小儿便秘

**妇科:**经期腹痛、妇科炎症、乳腺炎(非化脓性)、乳腺囊性增生、乳痛、乳腺结核等

**骨伤科:**软组织扭伤、消炎止痛等

**普外科:**腹部及腔内手术后的康复治疗

**康复科:**关节炎、颈椎病、腰肌劳损、坐骨神经痛、软组织挫伤、肌肉酸疼

**泌尿科:**慢性膀胱炎、膀胱结核

**呼吸科:**气管炎、支气管炎、肺结核(非活动性)、胸膜炎、胸腔积液

**肿瘤科:**靶位局域性化疗、放疗增敏、癌止痛、肿瘤合并感染、白细胞减少症的预防和治疗、基因治疗和免疫治疗、胃肠功能恢复、介入辅助治疗等



## 临床参考


症状	治疗部位	临床应用
颈肩腰腿疼/肩周炎	病变部位或疼痛点(阿是穴)	每次30分钟 每日一到二次
小儿肺炎	肺俞穴(第三胸椎棘突下,背中线旁开二指处)或左右肩胛下区	
小儿腹泻	脐部、关元穴	
消化不良/慢性胃炎	固定于病变投影区(上脘、中脘、脾俞、胃俞穴)	
腹部手术后疼痛,肠粘连	作用于腹部(阿是穴)	
阑尾炎/结肠炎	作用于腹部(阿是穴)	
盆腔炎	固定于病变投影区(子宫、次髂、关元、腰俞、阿是穴)	
软组织扭挫伤	作用于痛点(阿是穴)	



规范的收费项目：超声药物透入治疗仪产品名称即为收费项目名称

## 国家甲类医保项目，一次性透入耗材

### 使用方法



1.取出治疗电极 2.将超声治疗固定贴固定在治疗头上 3.将保湿垫放入固定贴中 4.固定在需要治疗的部位或穴位。

## 售后无忧 PERSONALIZED SERVICE

全国服务呼叫中心，一呼百应，升级与维护简单方便，提高维修效率专业的售后工程师，遍布全国各主要省份。24小时内提供解决方案。快速、精准、高效是我们售后的承诺。

我公司可提供免费产品安装，可提供工程师上门安装、仪器使用培训，简单故障排除，同时还可提供产品电话指导

若是我公司提供的产品出现任何质量问题(包括人为损坏)，在接到电话之后24小时之内提出解决方案，必要时我公司会派出工程师进行上门服务(偏远地区由于购票原因时间可能会适当延长)

产品保养：在产品安装调试时我公司工程师会介绍产品的保养措施，并不定期的上门为产品做保养，并且会定期电话回访，了解产品的使用情况

### 收费标准

项目编码	项目名称	项目编码	项目名称
340100017	超声波治疗	430000023	穴位贴敷治疗
340100017a	超声药物透入	420000013	中医定向透药疗法
340100010	中频电治疗	340100008	直流电治疗

精品源  
自专注

河南兢仁医疗生物科技有限公司  
Henan jingren Medical biotechnology co., LTD  
地址：河南·郑州市郑东新区和顺街6号B栋6层

www.jrenmed.com  
Jrenmed@163.com

兢仁医疗全国销售热线：0371-5678 3899